SMARTPHONE ADAPTER TIL DIGITAL OTOSKOPI

MAGNETISK TILKOBLING TIL SMARTPHONE







HEINE X CHANGE smartphone adapter forbinder BETA X otoskopet med en smartphone, så du kan tage otoskopiske billeder og video.

Adapteren gør det analoge otoskop til et værktøj til digital dokumentation, second opinion og dialog med patienten om fundene.

ERSTATTER FORSTØRRELSESMODULET

Adapteren sættes i otoskopet i stedet for X CHANGE forstørrelsesmodulet og drejes fast med uret.

TO FIXING BUTTONS

En hævet knap til fremspringende kameralinser og en flad knap til alle andre modeller.

FAKTA

2	IPHONE
FIXING BUTTONS	+ HEINE AURIS

Passer til HEINE BETA X otoskop og BETA X VET otoskop.
Varenummer B-000.11.235.

KRAV

Mobilcover med hård bagside af polycarbonat eller akrylglas. Smartphone og cover følger ikke med.

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk

BILLEDER TIL JOURNAL OG PATIENT

Tag billeder og video af trommehinde og øregang direkte med smartphonen. Brug dem til digital dokumentation, til at indhente en second opinion og til at vise patienten fundet, når I taler om det.



OPTIMERET TIL IPHONE

Adapteren er optimeret til Apple iPhone med den gratis HEINE Auris app. Med andre smartphones bruges kameraet; HEINE anbefaler at starte med cirka 14 gange zoom.



MÅL OG SPECIFIKATIONER

Varenummer	B-000.11.235
Producent	HEINE
Passer til	BETA X og BETA X VET
Tilkobling	Magnetisk
Indhold	Adapter, 2 fixing buttons
App	HEINE Auris (iPhone)
Mobilcover	Hård bagside påkrævet

GODE RÅD TIL BRUG

Brug HEINE AllSpec engangsspekula på 2,5 eller 4 mm og den laveste lysstyrke for at mindske genskin. Stram først skruen på adapteren, når billedet er skarpt.

DET FÅR I MED PRODUKTET



- **DIGITAL OTOSKOPI**
  Billeder og video med smartphone.
- **MAGNETISK**
  Hurtig tilkobling og afkobling.
- **TO FIXING BUTTONS**
  Til flade og hævede kameraer.
- **HEINE AURIS**
  Optimeret til Apple iPhone.
- **BETA X OG VET**
  Erstatter forstørrelsesmodulet.



Adapteren set fra for og bagside.

VIL DU VIDE MERE OM ADAPTEREN?

Ring på **+45 38 26 49 00** eller skriv til **info@cisi-systems.dk**
Læs mere på **cisi-systems.dk**

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk