



StandardSystemer





Infusionsstativ model Ronja

Varenr. 851001 farve hvid

Varenr. 851001-1 farve grøn

Gangstativ for dropposer.

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.

Nederste stang: Ø 28 mm.

Højde: 1430 - 2250 mm.

Diameter stativfod: 560 mm.

5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.

Vægt: 6 kg.

Max belastning kroge: 3 kg.



Infusionsstativ model Elin

Varenr. 851002 farve hvid

Varenr. 851002-1 farve grøn

Gangstativ for dropposer med kørehåndtag.

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.

Nederste stang: Ø 28 mm.

Højde: 1430 - 2250 mm.

Diameter stativfod: 560 mm.

5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.

Vægt: 6,5 kg.

Max belastning kroge: 3 kg.



Infusionsstativ model Eva

Varenr. 851003 farve hvid

Varenr. 851003-1 farve grøn

Gangstativ for dropposer og 1 pumpe.

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.

Nederste stang: Ø 28 mm.

Højde: 1280 - 2200 mm.

Diameter stativfod: 560 mm.

5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.

Vægt: 10 kg.

Max belastning kroge: 3 kg.

Max belastning plade: 4 kg.

Unik underdel

Gangstativets roterbare underdel sikrer, at slanger ikke snor sig omkring stativet under bevægelse. Samtidig mindskes risikoen for at tippe eller sidde fast ved forhindringer f.eks. dørkarme, møbler, senge mv.



Hjul

Alle stativer bliver leveret med letløbende, støjsvage og afsmitningsfri hjul i lukket rengøringsvenlig udførsel.

Hjulet er vist herunder.

Alle viste billeder af stativer er desværre med et alternativt hjul.





Infusionsstativ for op til 3 pumper - model Louise

Varenr. 851009 farve hvid

Varenr. 851009-1 farve grøn

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Rustfri nederste stang: Ø 30 mm.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 15 kg.



Infusionsstativ for op til 6 pumper - model Sofie

Varenr. 851005 farve hvid

Varenr. 851005-1 farve grøn

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Rustfri nederste stang: Ø 30 mm.
Rustfri bøjlefæste: Ø 25 mm.
Kørehåndtag og fæste for stikdåse.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 20 kg.



Infusionsstativ for op til 6 pumper - model Sara,

Varenr. 851012 farve hvid

Varenr. 851012-1 farve grøn

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Rustfri nederste stang: Ø 30 mm.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
3 forlængede ben for stabilitet.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 20 kg.

Valg af stativ

Gangstativ

Gangstativer er beregnet til oppegående patienter med behov for infusion. Den roterbare underdel er en sikkerhedsanordning, der modvirker, at slanger vikles rundt om stativet.

Apparatstativer

Apparatstativer er udført i en kraftigere konstruktion for montering af pumper og apparater sammen med dropposer.

Specialstativer

Vi har specialstativer beregnet til mange specialopgaver. F.eks. finder du antimagnetiske stativer, og stativer beregnet til brug i patientens eget hjem.

Finder du ikke det stativ, du søger i kataloget, så ring til vores salgskonsulent, der gerne hjælper med råd og vejledning.



Infusionsstativ antimagnetisk model Jenny, farve blå

Varenr. 851013

Kroge i aluminium.
Dropstang eloxeret alu: Ø 22 mm.
Nederste stang eloxeret alu: Ø 30 mm.
Kørehåndtag i aluminium.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 7,5 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 15 kg.



Infusionsstativ model Nina, farve grå

Varenr. 851016

Infusionsstativ til f.eks. hjemmeplejen.
Enkelt at montere/demontere
og let at transportere.
Rustfri dropstang; Ø 19 mm.
Nederste stang; Ø 28 mm.
Højde: 1110 - 1910 mm.
Diameter stativfod: 560 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 6,5 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.



Vi har mange specialløsninger.
Fandt du ikke, hvad du søgte, så ring til
Cisi's konsulent, så finder vi den rigtige løsning.

Infusionsstativer

Tilbehør



Kørehåndtag langt

Varenr. 852003

Farve hvidt

Varenr. 852003-1

Farve grønt



Kørehåndtag kort

Varenr. 852004

Farve hvidt

Varenr. 851004-1

Farve grønt



T-spor enkelt

Varenr. 852016

Ø 28 mm

Varenr. 852017

Ø 30 mm



T-spor dobbelt

Varenr. 852007

Ø 28 mm

Varenr. 852008

Ø 30 mm



Rustfri kurv

Varenr. 852014

BxDxH: 230 x 165 x 240 mm

Varenr. 852021

BxDxH: 320 x 240 x 295 mm



Holder for drænageposer

Varenr. 852015

Bemærk - monteres i T-spor



Varenr. 852036

BxDxH: 210 x 150 x 160 mm

Varenr. 852035

BxDxH: 250 x 170 x 60 mm

Bemærk - monteres i T-spor



Bakke i rustfri stål,

Varenr. 852013

BxDxH: 290 x 180 x 15 mm

Bemærk - monteres i T-spor



Transporthjælp

Varenr. 852031

Anvendes til at hænge infusionsstativet på sengegavlen ved transport af senge-liggende patient. Transporthjælpen passer på alle infusionsstativer både med og uden monteret apparatur.

Information

Omkring infusionsstativer



Materiale og konstruktion

Udført i rustfrit stål og pulverlakeret stål.

Stativer leveres med letløbende, støjsvage og afsmitningsfri hjul i lukket rengøringsvenlig udførelse.

Kroge for ophængning af dropposer er udformet så risikoen for skader minimeres.

Gangstativer er udstyret med roterbar underdel, der sikrer, at slanger ikke snor sig omkring stativet, og minimerer risikoen for at tippe eller sidde fast ved forhindringer i form af f.eks. dørkarme, møbler m.v.

Farve

Stativer kan leveres som standard i farverne hvid og grøn. Andre farver kan vælges mod pristillæg. Spørg Cisi's konsulent.

Stabilitet

Alle stativer er testet med den tilladte udrustning/belastning, og kan tåle 10 grader hældning uden at vippe.

Belastningsevne

Maksimal belastningsevne er anført under de enkelte stativer i kataloget.

Rengøringsanvisning

Stativerne aftørres med opvredet klud.

Der kan anvendes alle almindelige neutrale rengøringsmidler.

Tåler aftørring med sprit.

