# SMARTPHONE ADAPTER TIL DIGITAL DERMATOSKOPI

**PASSER TIL NÆSTEN ALLE SMARTPHONES**



## HEINE DELTA X smartphone adapter giver digital dermatoskopisk dokumentation med smartphonens kamera.

Adapteren forbinder dermatoskopet magnetisk med næsten enhver smartphone på få enkle trin.

### UNIVERSEL

Kan tilpasses forskellige kameraer og bruges med tablets.

### AFTAGELIG

Adapterarmen tages af, når den ikke bruges.

**FAKTA**

| MAGNET | DELTA X |
|---|---|
| TILKOBLING | KOMPATIBEL |

Inklusive fixing button.
Varenummer K-000.34.275.

### KRAV

Mobilcover med hård bagside af polycarbonat eller akrylglas.



**Cisi Systems** Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk

# BILLEDER TIL DOKUMENTATION

Tag dermatoskopiske billeder til journalen, til second opinion og til at følge hudforandringer over tid, direkte med smartphonen.



## NEM MONTERING

Klæb fixing button på coveret, og placer adapterarmen foran kameraet.



## MÅL OG SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Varenummer** | K-000.34.275 |
| **Producent** | HEINE |
| **Passer til** | DELTA X |
| **Tilkobling** | Magnetisk |
| **Indhold** | Adapter og fixing button |
| **Mobilcover** | Hård bagside påkrævet |

## HYGIEJNE OG RENGØRING

Aftør adapteren mindst tre gange med desinfektionsservietter efter HEINEs vejledning.

## DET FÅR I MED PRODUKTET



- **DIGITAL**
  Billeder med smartphone.
- **UNIVERSEL**
  Næsten alle smartphones.
- **MAGNETISK**
  Hurtig tilkobling.
- **AFTAGELIG**
  Telefonen bruges som normalt.
- **DELTA X**
  Passer til dermatoskopet.



*Adapteren set fra for og bagside.*

## VIL DU VIDE MERE OM ADAPTEREN?

Ring på **+45 38 26 49 00** eller skriv til **info@cisi-systems.dk**
Læs mere på **cisi-systems.dk**



**Cisi Systems** Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk