FORSTØRRELSES MODUL 3X TIL BETA X OTOSKOP

ALSIDIG 3X FORSTØRRELSE







HEINE X CHANGE forstørrelsesmodul 3x er standardoptikken til BETA X otoskopet og en alsidig løsning til daglig otoskopi.

Modulet sættes i otoskopet efter behov og kan skiftes til 4,2x modulet eller smartphone adapteren.

PRÆCISIONSOPTIK

Flerlagsbelagt optik giver skarpe billeder af øregang og trommehinde.

STORT SYNSFELT

Hurtigt overblik med et vindue med stor diameter.

FAKTA

3X	X CHANGE
FORSTØRRELSE	MODULSYSTEM

Passer til HEINE BETA X otoskop.
Varenummer B-000.11.310.

INSTRUMENTERING

Modulet kan fjernes, fx ved fjernelse af fremmedlegemer i øret.

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk

PRODUKTBLAD / MAGNIFIER 3X

SKIFT MODUL EFTER OPGAVEN

X CHANGE systemet gør BETA X otoskopet fleksibelt. Vælg 3x til den daglige otoskopi, 4,2x når små strukturer skal ses tydeligt, eller smartphone adapteren til digital dokumentation.



KOMPATIBILITET

Passer til HEINE BETA X otoskop. Følger med BETA X otoskop 3x og fås separat som ekstra modul.



MÅL OG SPECIFIKATIONER

Varenummer	B-000.11.310
Producent	HEINE
Forstørrelse	3x
Optik	Flerlagsbelagt
Passer til	BETA X otoskop
System	X CHANGE

HYGIEJNE OG RENGØRING

Aftør med desinfektionsservietter med alkohol. Følg HEINEs vejledning til genbehandling.

DET FÅR I MED PRODUKTET



- **3X FORSTØRRELSE**
  Alsidig til daglig otoskopi.
- **PRÆCISIONSOPTIK**
  Flerlagsbelagt for skarpe billeder.
- **STORT SYNSFELT**
  Hurtigt overblik.
- **AFTAGELIGT**
  Plads til instrumentering.
- **X CHANGE**
  Skift modul efter behov.



Forstørrelsesmodul 3x set fra siden.

VIL DU VIDE MERE OM MODULET?

Ring på **+45 38 26 49 00** eller skriv til **info@cisi-systems.dk**
Læs mere på **cisi-systems.dk**

CISI SYSTEMS

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk